

Regolamento (UE) 2017/988 (GPSR) – La sicurezza dei prodotti che usi ogni giorno

Hai mai pensato a come l'Europa si assicura che i prodotti che compri siano sicuri per te e la tua famiglia?

Il **Regolamento Europeo 2017/988 (GPSR)** è una delle norme che protegge i consumatori, stabilendo regole chiare per garantire che i prodotti non alimentari siano privi di rischi.

Al centro di tutto c'è l'**analisi dei rischi**, un processo che valuta attentamente ogni potenziale pericolo legato a un prodotto e decide come ridurlo al minimo. Ecco come funziona:

1. **Identificare i pericoli** – Si controlla se il prodotto può presentare rischi, come materiali tossici, parti taglienti o elementi che potrebbero causare soffocamento.
2. **Valutare il rischio** – Si stima quanto è probabile che il pericolo si verifichi e quanto potrebbe essere grave per chi utilizza il prodotto.
3. **Ridurre i rischi** – Si adottano soluzioni per renderlo più sicuro: modifiche al design, avvertenze più chiare o istruzioni dettagliate.

Alcuni prodotti, come **dispositivi medici, giocattoli o alimenti**, hanno già regole specifiche ancora più severe; quindi, il GPSR non si applica a loro (a meno di casi particolari).

Grazie a queste norme, l'UE lavora ogni giorno per **proteggere la tua salute e sicurezza**. Se vuoi approfondire, puoi consultare le linee guida ufficiali o chiedere consiglio a un esperto in normativa.

Ai sensi del **Regolamento (UE) 2023/988** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla Sicurezza Generale dei Prodotti, la sottoscritta **SANICO S.R.L.**, con sede legale in Via Turati 7, 20123 Milano (MI) - Italia, e sede operativa in Via Galileo Ferraris 37/41, 20047 Cusago (MI) - Italia, **dichiara** sotto la propria responsabilità che tutti i prodotti immessi sul mercato sono conformi alle disposizioni previste dal suddetto regolamento.

Il regolamento (UE) 2023/988 stabilisce requisiti in materia di sicurezza dei prodotti per garantire la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, e modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, abrogando la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE.

info@sanicare.it - www.sanicare.it

Persona responsabile per la conformità:

Il responsabile designato per assicurare la conformità dei prodotti di SANICO S.R.L. al Regolamento (UE) 2023/988 è:

Nome: Sig. Amet Zhabjaku

Ruolo: Amministratore Unico

Contatti aziendali:

Telefono: +39 02 90390038

Fax: +39 02 90390279

PEO: info@sanicare.it

PEC: info@pec.sanicare.it

Dati dell'azienda:

Ragione sociale: SANICO S.R.L.

Sede legale: Via Turati 7, 20123 Milano (MI) - Italia

Sede operativa: Via Galileo Ferraris 37/41, 20047 Cusago (MI) - Italia

Telefono: +39 02 90390038

Fax: +39 02 90390279

PEO: info@sanicare.it

PEC: info@pec.sanicare.it

La presente dichiarazione di conformità viene emessa sotto la piena responsabilità di SANICO S.R.L. e del Sig. Amet Zhabjaku, Amministratore Unico, e ha validità a partire dalla data di sottoscrizione.

Aerosol a pistone per uso domiciliare – Linea SANICO

Questa analisi evidenzia i rischi supplementari non direttamente contemplati dal Regolamento (UE) 2017/745, legati all'utilizzo domestico del dispositivo da parte di utenti non professionisti.

1. **Uso errato dei farmaci da nebulizzare** – Il dispositivo è destinato all'uso con farmaci prescritti. L'impiego di prodotti non autorizzati o l'auto-somministrazione senza indicazione medica può causare reazioni avverse o

info@sanicare.it - www.sanicare.it

inefficacia terapeutica. USARE SOLO I FARMACI PRESCRITTI DAL MEDICO. NON INTRODURRE SOLUZIONI CASALINGHE, OLI ESSENZIALI O SOSTANZE NON DESTINATE ALLA NEBULIZZAZIONE.

2. **Interpretazione errata dell'efficacia del trattamento** – Il miglioramento dei sintomi dopo l'uso non esclude la necessità di continuare la terapia prescritta. NON SOSPENDERE LA TERAPIA SENZA CONSULTARE IL MEDICO, ANCHE IN PRESENZA DI UN MIGLIORAMENTO APPARENTE.
 3. **Affidamento eccessivo al dispositivo** – L'aerosol non sostituisce un trattamento medico completo. In alcuni casi, l'uso prolungato senza un corretto monitoraggio può ritardare l'identificazione di complicazioni respiratorie. IN CASO DI PEGGIORAMENTO DEI SINTOMI O MANCATA RISPOSTA AL TRATTAMENTO, CONTATTARE IL MEDICO IMMEDIATAMENTE.
 4. **Pulizia inadeguata delle parti** – Un'igiene insufficiente delle mascherine, tubi o camere di nebulizzazione può favorire la proliferazione di batteri o muffe, con rischio di infezioni respiratorie. LAVARE E DISINFETTARE LE PARTI RIUTILIZZABILI DOPO OGNI USO SECONDO LE ISTRUZIONI. NON RIUTILIZZARE COMPONENTI MONOUSO.
 5. **Rischi legati alla corrente elettrica** – Il dispositivo, essendo alimentato da rete elettrica, può rappresentare un rischio in ambienti umidi o se usato in modo improprio. NON USARE L'AEROSOL VICINO A FONTI D'ACQUA (es. lavandini). NON TOCCARE CON MANI BAGNATE. CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.
 6. **Uso improprio da parte dei bambini** – Le mascherine, i tubi e le piccole componenti possono essere scambiate per giocattoli, con rischio di soffocamento o danneggiamento del dispositivo. TENERE L'AEROSOL E I SUOI ACCESSORI FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI QUANDO NON IN USO. UTILIZZARE SEMPRE SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.
 7. **Conservazione impropria** – Umidità, polvere o urti possono danneggiare il motore e i componenti interni, alterandone l'efficienza. CONSERVARE IL DISPOSITIVO IN UN LUOGO PULITO, ASCIUTTO E PROTETTO DA URTI. NON COPRIRE LE GRIGLIE DI VENTILAZIONE.
-

31 Maggio 2025

info@sanicare.it - www.sanicare.it