

Regolamento (UE) 2017/988 (GPSR) – La sicurezza dei prodotti che usi ogni giorno

Hai mai pensato a come l'Europa si assicura che i prodotti che compri siano sicuri per te e la tua famiglia?

Il **Regolamento Europeo 2017/988 (GPSR)** è una delle norme che protegge i consumatori, stabilendo regole chiare per garantire che i prodotti non alimentari siano privi di rischi.

Al centro di tutto c'è l'**analisi dei rischi**, un processo che valuta attentamente ogni potenziale pericolo legato a un prodotto e decide come ridurlo al minimo. Ecco come funziona:

1. **Identificare i pericoli** – Si controlla se il prodotto può presentare rischi, come materiali tossici, parti taglienti o elementi che potrebbero causare soffocamento.
2. **Valutare il rischio** – Si stima quanto è probabile che il pericolo si verifichi e quanto potrebbe essere grave per chi utilizza il prodotto.
3. **Ridurre i rischi** – Si adottano soluzioni per renderlo più sicuro: modifiche al design, avvertenze più chiare o istruzioni dettagliate.

Alcuni prodotti, come **dispositivi medici, giocattoli o alimenti**, hanno già regole specifiche ancora più severe; quindi, il GPSR non si applica a loro (a meno di casi particolari).

Grazie a queste norme, l'UE lavora ogni giorno per **proteggere la tua salute e sicurezza**. Se vuoi approfondire, puoi consultare le linee guida ufficiali o chiedere consiglio a un esperto in normativa.

Ai sensi del **Regolamento (UE) 2023/988** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla Sicurezza Generale dei Prodotti, la sottoscritta **SANICO S.R.L.**, con sede legale in Via Turati 7, 20123 Milano (MI) - Italia, e sede operativa in Via Galileo Ferraris 37/41, 20047 Cusago (MI) - Italia, **dichiara** sotto la propria responsabilità che tutti i prodotti immessi sul mercato sono conformi alle disposizioni previste dal suddetto regolamento.

Il regolamento (UE) 2023/988 stabilisce requisiti in materia di sicurezza dei prodotti per garantire la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, e modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, abrogando la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE.

info@sanicare.it - www.sanicare.it

Persona responsabile per la conformità:

Il responsabile designato per assicurare la conformità dei prodotti di SANICO S.R.L. al Regolamento (UE) 2023/988 è:

Nome: Sig. Amet Zhabjaku

Ruolo: Amministratore Unico

Contatti aziendali:

Telefono: +39 02 90390038

Fax: +39 02 90390279

PEO: info@sanicare.it

PEC: info@pec.sanicare.it

Dati dell'azienda:

Ragione sociale: SANICO S.R.L.

Sede legale: Via Turati 7, 20123 Milano (MI) - Italia

Sede operativa: Via Galileo Ferraris 37/41, 20047 Cusago (MI) - Italia

Telefono: +39 02 90390038

Fax: +39 02 90390279

PEO: info@sanicare.it

PEC: info@pec.sanicare.it

La presente dichiarazione di conformità viene emessa sotto la piena responsabilità di SANICO S.R.L. e del Sig. Amet Zhabjaku, Amministratore Unico, e ha validità a partire dalla data di sottoscrizione.

Bastoni da Passeggio regolabili in alluminio – Linea Deluxe Italbastoni

Questa analisi evidenzia i rischi supplementari non direttamente contemplati dal Regolamento (UE) 2017/745, legati all'utilizzo quotidiano del bastone da parte di utenti non professionisti, in particolare in ambienti domestici o urbani.

1. **Errata regolazione dell'altezza** – Una regolazione inadatta dell'altezza può causare una postura sbagliata, sovraccaricare spalle o schiena, o compromettere l'equilibrio. REGOLARE IL BASTONE IN MODO CHE IL GOMITO

info@sanicare.it - www.sanicare.it

FORMI UN ANGOLO DI CIRCA 20–30 GRADI QUANDO LA MANIGLIA È IMPUGNATA. IN CASO DI DUBBIO, CHIEDERE ASSISTENZA A UN PROFESSIONISTA E CONSULTARE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.

2. **Utilizzo su superfici non adatte** – Su pavimenti bagnati, ghiacciati o sdruciolevoli, la punta in gomma potrebbe non offrire sufficiente aderenza. EVITARE DI USARE IL BASTONE SU SUPERFICI SCIVOLOSE SENZA ADOTTARE DISPOSITIVI ANTISCIVOLO SPECIFICI. CONTROLLARE CHE IL TAMPONE IN GOMMA NON SIA USURATO.
3. **Affidamento eccessivo al dispositivo** – Il bastone aiuta nella deambulazione, ma non sostituisce una valutazione medica o fisioterapica. NON UTILIZZARE IL BASTONE COME UNICO SUPPORTO IN CASO DI DIFFICOLTÀ GRAVI NEL CAMMINARE O DOLORE ACUTO. CONSULTARE SEMPRE UN MEDICO PERCHÉ IL DOLORE O LA LIMITAZIONE DI MOVIMENTO POTREBBERO ESSERE UN SINTOMO DI ULTERIORI PATOLOGIE.
4. **Usura delle parti mobili o dei componenti** – Il meccanismo di regolazione in altezza, il pulsante o il puntale possono allentarsi o deteriorarsi nel tempo. CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA STABILITÀ DEL BASTONE, IL BLOCCAGGIO DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE E LO STATO DELLA GOMMA ANTISCIVOLO.
5. **Uso improprio da parte di bambini o terzi** – Il bastone potrebbe essere scambiato per un oggetto ludico, con il rischio di lesioni o danni accidentali. TENERE IL BASTONE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON PERMETTERE CHE VENGA USATO COME GIOCATTOLO O STRUMENTO IMPROPRIO.
6. **Rischio di inciampo o caduta** – L'utente può inciampare nel bastone se lasciato a terra in posizione non visibile, o se usato in modo instabile (es. su scale o marciapiedi irregolari). UTILIZZARE IL BASTONE CON PRUDENZA, MANTENERLO IN POSIZIONE VERTICALE E NON LASCIARLO APPOGGIATO IN POSIZIONI INSTABILI.
7. **Errato impiego in caso di limitazioni motorie complesse** – In presenza di patologie neurologiche, articolari o muscolari importanti, l'uso del bastone senza supervisione può non essere sufficiente o addirittura controindicato. IN CASO DI DIFFICOLTÀ DI COORDINAZIONE, EQUILIBRIO O FORZA, CHIEDERE VALUTAZIONE FISIOTERAPICA PRIMA DELL'UTILIZZO.

31 Maggio 2025

info@sanicare.it - www.sanicare.it