

DEAMBULATORE IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE



DEAMBULATORE

Il deambulatore SANICO è realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento.

È in alluminio anodizzato per garantirne la leggerezza, è dotato di due manopole anatomiche e di puntali in gomma antiscivolo.

Supporta un peso massimo dell'utilizzatore pari a 120 Kg.

È regolabili in altezza ogni 2,5 cm, partendo da un minimo di 76 cm fino ad un massimo di 93,5 cm.

Dispositivo Medico **CE**

Detraibile Fiscalmente

Art. SA311 - DEAMBULATORE IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE

SA311





SA312	COPPIA RUOTE FISSE 80mm		 8 007529 993129
SA313	COPPIA RUOTE PIROETTANTI 80mm		 8 007529 993136
SA314	COPPIA DI GOMMINI PER PUNTALI		 8 007529 993143
SA315	COPPIA DI PUNTALI SENZA RUOTE		 8 007529 993150
SA316	COPPIA DI PUNTALI AUTOBLOCCANTI		 8 007529 993167
SA317	COPPIA DI PUNTALI CON RUOTE AUTOBLOCCANTI		 8 007529 993174