

ART. PL023- KIT ANTI-DECUBITO



OUTPUT

5/7 litri al minuto



Dispositivo Medico **CE**

ART. PL023



8 007529 440210



Scelto, Verificato & Garantito
EXTRA QUALITY SANICO
Chosen, Verified & Guaranteed


2 ANNI
GARANZIA

Come da obbligo di legge



FACILE

Comodo e semplice da utilizzare



CELLE A BOLLA

per il massimo comfort
altezza 7 cm



ESTENSIONI PIATTE

Per il fissaggio
al materasso



MASSIMA PORTATA

130Kg




KIT DI RIPARAZIONE

Include kit di riparazione



CICLO

12 minuti



BOLLE

130



OUTPUT

5/7 litri al minuto




DIMENSIONE

200cm(L) x 90cm(W)
x 7cm(H)



CONSUMO

7W



ALIMENTAZIONE

220V/50Hz

SPECIFICHE TECNICHE

Pompa-motore	
Alimentazione	220V/50Hz
Uscita aria	5/7 litri / min.
Intervallo pressione	50 mmHg - 120 mmHg (±10)
Ciclo	12 min.
Consumo	7W
Fusibile	F1AL, 250Vac
Dimensioni	20 cm(L) x 10 cm(W) x 9 cm(H)

Materasso	
Dimensioni	200cm(L) x 90cm(W) x 7cm(H)
Materiale	PVC 0.3 mm
Colore	beige
Massima portata	130 Kg

