

ART. **PL044** - NEBULIZZATORE A PISTONE **FAMILY**




Maschera Bimbo/Adulto



Ampolla



Accessorio Bocca/Naso



Tubo per l'aria



Filtri per l'aria



Adattatore



**AMPOLLA CON VELOCITA'
DI NEBULIZZAZIONE REGOLABILE!**

Dispositivo Medico **CE 1639**

ART. **PL044**



8 007529 440449



Scelto, Verificato & Garantito
EXTRA QUALITY SANICO
Chosen, Verified & Guaranteed

2 ANNI
GARANZIA

Come da obbligo di legge



FACILE

Comodo e semplice da utilizzare



ALTE E BASSE VIE RESPIRATORIE

Efficace per le alte e basse vie respiratorie



ADATTO A TUTTI I FARMACI

Farmaci idrosolubili e liposolubili



SUONO

Silenzioso
≤65dB



PER TUTTA LA FAMIGLIA

Adatto a bambini e adulti



COMPATTO E LEGGERO

Facile da trasportare



MASCHERINA

Adulto e bambino



FORCELLA NASALE

Completo di erogatore per naso



BOCCAGLIO

Completo di erogatore per bocca



MMAD 1.99 ± 0.69 µm

Grande capacità di frammentazione permette alla soluzione di raggiungere le vie respiratorie più basse.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	230 VAC / 50Hz
Consumo energetico	≤160VA
Livello di emissioni sonore	≤58dB
Capacità ampolla	≤6 ml
Massimo tasso di nebulizzazione	≥0.67 ml / min
Massima Pressione	≥35 Psi (241 kPa)
Dimensione delle particelle	MMAD 1.99 ± 0.69 µm
Dimensioni	145mm*142mm*90mm
Peso (batteria esclusa)	Approx. 1,16 kg
Tasso di flusso libero	5L/min-8L/min
Pressione di nebulizzazione	62Kpa-110Kpa (9psi-16psi)

Master Box 12 pz e multipli