

ART. **PL094** - MISURATORE DI PRESSIONE **DA BRACCIO**



NUOVO DESIGN!



Dispositivo Medico

CE 0123

ART. **PL094**



Scelto, Verificato & Garantito
EXTRA QUALITY SANICO
Chosen, Verified & Guaranteed

2 ANNI
GARANZIA

Come da obbligo di legge



CLASSIFICAZIONE DELLA PRESSIONE

indicatore di Classificazione della pressione



BATTITO CARDIACO IRREGOLARE

Rileva un possibile battito cardiaco irregolare



MISURAZIONE FACILE

Nessun dato da inserire per rendere la misurazione facile



BOTTONE ONE TOUCH

Gonfiaggio e sgonfiaggio automatici



DISPLAY

Facile lettura
58mm x 44mm
Display LCD digitale



MEMORIA

il dispositivo salva automaticamente le ultime 120 misurazioni per 2 utenti (240 in totale)



BRACCIALE MULTITAGLIA

22-40 cm



UTENTI

2 utilizzatori
con 120 memorie



SUONO

Silenzioso
Non emette suoni



DIARIO DATI

Libretto stampato per annotare l'andamento della pressione in omaggio



ALIMENTAZIONE

Batterie 3*AA, 1.5 V
Spegnimento automatico dopo 1 minuto di inutilizzo



USB TIPO C

Può essere ricaricato con un cavetto USB tipo C



TECNOLOGIA GENTLE INFLATE

Misurazione in fase di gonfiaggio



BUSTINA CON LACCETTI IN MORBIDO TESSUTO

Per protezione e trasporto

SPECIFICHE TECNICHE

Gamma di misurazione Campo di misura: Battito:	DIA: 40-130mmHg; SIS: 60-230mmHg da 40 a 170 al minuto
Range pressione di gonfiaggio del bracciale:	<300 mmHg
Precisione pressione statica:	Pressione entro ± 3 mmHg
Precisione pulsazioni:	± 5 % del valore letto