

Rileva possibile
battito cardiaco
irregolare
per la prevenzione
delle malattie
cardiovascolari

SANICO

QUALITÀ INNOVAZIONE TRADIZIONE

MISURATORE DI PRESSIONE CON TECNOLOGIA IHB



ADT



UNIVERSALE

5 ANNI
GARANZIA



BATTITO CARDIACO
IRREGOLARE



FACILE
DA USARE



CLINICAMENTE
VALIDATO



GRAVIDANZA



BRACCIALE
MULTITAGLIA (M-L)



MALATTIE
RENALI CRONICHE

CLINICAMENTE VALIDATO

BIHS: A/A PAZIENTI DIFFICILI



TECNOLOGIA IHB

(IRREGULAR HEARTBEAT DETECTION)

Rileva un possibile battito cardiaco irregolare durante la misurazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. L'algoritmo IHB è stato clinicamente testato.



UNIVERSALE

BRACCIALE UNIVERSALE MORBIDO E CONICO

M-L (22-42 cm)

Adatto per braccia normali o grandi, con forma conica che ne garantisce una migliore aderenza e confort.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso:	410 g (con batterie)
Misure:	146 (Larghezza) x 145 (Profondità) x 46 (Altezza) mm
Temperatura di stoccaggio:	da -20°C a 55°C (da -4°F a 131°F)
Umidità di stoccaggio:	dal 15 al 90% di umidità relativa massima
Temperatura d'utilizzo:	da 10°C a 40°C (da 50°F a 104°F)
Display:	LCD (Liquid Crystal Display)
Metodo di misurazione:	Oscillometrico
Gamma di misurazione	
SIS/DIA:	da 30 a 280 mmHg
Battito:	da 40 a 200 al minuto
Memoria:	Memorizzazione automatica dell'ultima misurazione
Accuratezza:	Pressione entro i ± 3 mmHg
Alimentazione elettrica:	a) 4 elementi a secco (batterie); UM-3, dim AA, 1.5 V b) trasformatore di rete (non incluso) 6 V DC 600mA (tensione da 4.5 V DC a 6 V DC)
Bracciale:	Bracciale cm 22-42
Standard Apparecchi	L'apparecchio corrisponde ai requisiti dello standard per il controllo non invasivo della pressione sanguigna EN 1060-1 EN 1060-3 EN 1060-4 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2
Compatibilità Elettromagnetica	L'apparecchio è conforme alle convenzioni dello Standard IEC 60601-1-2