

ART. **PL101** - SATURIMETRO **PORTATILE**



Dispositivo Medico **CE 0123**

ART. **PL101**



Scelto, Verificato & Garantito
EXTRA QUALITY SANICO
Chosen, Verified & Guaranteed

2+1 ANNI
GARANZIA
SANICO



FACILE

Comodo e semplice da utilizzare



SATURAZIONE DI OSSIGENO E INDICE DI PERFUSIONE

Misura la saturazione di ossigeno nel sangue e l'indice di perfusione



FREQUENZA CARDIACA E ONDA PLETISMOGRAFICA

Misura la frequenza cardiaca e mostra l'onda pletismografica



PER TUTTA LA FAMIGLIA

Adatto a bambini (>15 Kg) e adulti (max 110 Kg)



COMPATTO E LEGGERO

Facile da trasportare



ADATTO A SPORTIVI E ALPINISTI

Adulto e bambino



FACILE LETTURA

Display orientabile a colori



ALIMENTAZIONE

2 Batterie alcaline AAA da 1,5 V incluse
Spegnimento automatico dopo 10 secondi di inutilizzo



3 ANNI DI GARANZIA SHOP IN SHOP

2 anni di garanzia europea + 1 anno di garanzia Extra Quality Sanico



DISPLAY A COLORI
tecnologia OLED



COFANETTO PROTETTIVO
Anti-urto

SPECIFICHE TECNICHE

Display tipo	OLED
Range di misura SpO2	70%-99%
Precisione	per valori di SPO2 tra 70%-99% $\pm 2\%$; per valori ($\leq 70\%$) non specificato
Risoluzione	$\pm 1\%$
Range di misura PR	30BPM-240BPM
Precisione	$\pm 1\text{BPM}$ o $\pm 1\%$ (uno maggiore)
Alimentazione	due batterie alcaline da 1.5V (AAA)
Corrente di alimentazione	$< 30\text{mA}$
Spegnimento automatico	dopo 10 secondi senza segnale

Master Box 24 pz e multipli