

ART. **PL157** - TERMOMETRO DIGITALE **FLEX**



Dispositivo Medico **CE** 0197

ART. **PL157**



Scelto, Verificato & Garantito
EXTRA QUALITY SANICO
Chosen, Verified & Guaranteed

2 ANNI
GARANZIA

Come da obbligo di legge



RAPIDO
Misura la temperatura
in 60 secondi



MEMORIA
Ultima misurazione



PER TUTTA LA FAMIGLIA
Adatto a bambini
e adulti



SUONO
Segnale acustico



SONDA FLESSIBILE
Clinicamente
Testato



IMPERMEABILE
Resistente all'acqua



ALIMENTAZIONE
Batteria 1.5/1.55 V; LR41
inclusa
Spegnimento automatico
dopo 10 minuti di inutilizzo

SPECIFICHE TECNICHE

Range di misurazione	da 32.0 °C a 42.9 °C
Precisione di misurazione	± 0.1 °C tra i 35,5 °C e i 42 °C
Batteria	1.5/1.55 V; LR41
Durata batterie	circa 200 ore

Master Box 24 pz e multipli