

ART. **PL160** - TERMOMETRO **NO TOUCH**



Dispositivo Medico **CE 0123**

ART. **PL160**



Scelto, Verificato & Garantito
EXTRA QUALITY SANICO
Chosen, Verified & Guaranteed

2+1 ANNI
GARANZIA
SANICO



FACILE

Comodo e semplice da utilizzare



RAPIDO

Misura la temperatura in 1 secondo



TECNOLOGIA A INFRAROSSI

Igienico, misura senza contatto



MEMORIA

34 misurazioni memorizzate



PER TUTTA LA FAMIGLIA

Adatto a bambini e adulti

3 in 1

MULTIFUNZIONE

Multifunzione
Corpo/Oggetti/Ambiente



SUONO

Allarme acustico in caso di febbre



ALLARME FEBBRE

Display giallo: febbre lieve
Display rosso: febbre



ALIMENTAZIONE

2 Batterie alcaline AAA da 1,5 V incluse
Spegnimento automatico dopo 10 secondi di inutilizzo



**3 ANNI DI GARANZIA
SHOP IN SHOP**

2 anni di garanzia europea
+ 1 anno di garanzia Extra Quality Sanico

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	150 x 75 x 50 mm
Peso	120g senza batterie
Intervalli di misurazione: temperatura corporea temperatura superficiale	34° - 42,9°C 0° - 100° C
Precisione di misurazione	0,0 - 33,9°C ±2°C 34,0 - 34,9°C ±3°C 35,0 - 42,0°C ±2°C 42,1 - 42,9°C ±3°C 43,0 - 100°C ±2°C
Distanza di Misurazione	5-15 cm