

ART. **SA080** - MISURATORE DI PRESSIONE **DA POLSO**



Dispositivo Medico **CE 0044**

ART. **SA080**



Scelto, Verificato & Garantito
EXTRA QUALITY SANICO
Chosen, Verified & Guaranteed

2+1 ANNI
GARANZIA
SANICO



VALIDAZIONE

Questo misuratore è stato testato in conformità con il protocollo della Società Europea di Iperensione (ESH)



TECNOLOGIA MICROLIFE

Partner produttivo*
*Vedi Rating Label



BATTITO CARDIACO IRREGOLARE

Rileva un possibile battito cardiaco irregolare



CLASSIFICAZIONE DELLA PRESSIONE

Indicatore di Classificazione della pressione



BOTTONE ONE TOUCH

Gonfiaggio e sgonfiaggio automatici



DISPLAY

Facile lettura
37 x 27,8 mm
Altezza cifre 1,2 cm



MEMORIA

30 memorie



BRACCIALE DA POLSO

13,5-21,5 cm



1 UTENTE

30 memorie



MISURAZIONE FACILE

Facile utilizzo



ALIMENTAZIONE

2 Batterie alcaline
AAA da 1,5 V incluse
Spegnimento automatico
dopo 1 minuto di inutilizzo



SUONO

Silenzioso
Non emette suoni



DIARIO DATI

Libretto stampato
per annotare l'andamento
della pressione in omaggio



3 ANNI DI GARANZIA SHOP IN SHOP

2 anni di garanzia europea
+ 1 anno di garanzia
Extra Quality Sanico

SPECIFICHE TECNICHE

Gamma di misurazione Sistolica/Diastolica: Battito:	40-255 mmHg 40-199 battiti/min
Range pressione di gonfiaggio del bracciale:	0 - 299 mmHg
Precisione pressione statica:	Pressione entro ± 3 mmHg
Precisione pulsazioni:	± 5 % del valore letto

Master Box 24 pz e multipli

MD Wrist Blood Pressure Monitor
REF SA080 ERP: BP3KP1-3N
Made in China
EC REP Microlife UAB, P.Lukšio g.32,
08222 Vilnius, Lithuania
Microlife Corporation, 9F, 431,
RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei 11492, Taiwan R.O.C.
IMPORTATO DA SANICO, Srl
Via G. Ferraris, 20047 Cusago (MI), Italy

Fits wrists: 13.5-21.5cm

IP22