

BASTONI CANADESI CON IMPUGNATURA ANATOMICA

BASTONI CANADESI

I bastoni canadesi in lega leggera SANICO sono realizzati per sostenere persone con difficoltà di movimento.

Sono realizzati in alluminio anodizzato per garantirne la leggerezza e con un'impugnatura anatomica antiscivolo per il massimo comfort.

Dotati di puntali di gomma antiscivolo.

I bastoni canadesi sopportano un peso massimo dell'utilizzatore pari a 100 Kg. Sono regolabili in altezza ogni 2,5 cm, partendo da un minimo di 74 cm fino ad un massimo di 96 cm.



Dispositivi Medici



Detraibili Fiscalmente