

SANICORTHO

NOVITÀ

- **AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE**
- **PERSONE LUNGODEGENTI**
- **ORTOPEDIA**

La linea SANICORTHO offre prodotti innovativi e di qualità, per aiutare e sostenere chi ha problemi di mobilità o è costretto a letto per periodi più o meno lunghi.

Sanico offre carrozzine, deambulatori e stampelle comodi e leggeri e prodotti per l'igiene di chi non si può muovere.



Art. SA355 - CARROZZINA LOTUS 1 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA
41cm**

MODELLO LOTUS 1 AUTOSPINTA

Schienale ripiegabile favorisce il trasporto
in automobile
Bracciolo reclinabile e regolabile in altezza
Telaio in Acciaio

SA355



Art. SA356 - CARROZZINA LOTUS 1 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA
43cm**

MODELLO LOTUS 1 AUTOSPINTA

Schienale ripiegabile favorisce il trasporto
in automobile
Bracciolo reclinabile e regolabile in altezza
Telaio in Acciaio

SA356



Art. SA357 - CARROZZINA LOTUS 1 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA
45cm**

MODELLO LOTUS 1 AUTOSPINTA

Schienale ripiegabile favorisce il trasporto
in automobile
Bracciolo reclinabile e regolabile in altezza
Telaio in Acciaio

SA357



Art. SA358 - CARROZZINA LOTUS 1 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA
51cm**

MODELLO LOTUS 1 AUTOSPINTA

Schienale ripiegabile favorisce il trasporto
in automobile
Bracciolo reclinabile e regolabile in altezza
Telaio in Acciaio

SA358



Art. SA359 - CARROZZINA LOTUS 2 PIEGHEVOLE DA TRANSITO - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
41cm

MODELLO LOTUS 2 TRANSITO

Schienale ripiegabile favorisce il trasporto
in automobile
Bracciolo reclinabile e regolabile in altezza
Telaio in Acciaio

SA359



Art. SA360 - CARROZZINA LOTUS 2 PIEGHEVOLE DA TRANSITO - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
43cm

MODELLO LOTUS 2 TRANSITO

Schienale ripiegabile favorisce il trasporto
in automobile
Bracciolo reclinabile e regolabile in altezza
Telaio in Acciaio

SA360



Art. SA361 - CARROZZINA LOTUS 2 PIEGHEVOLE DA TRANSITO - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
45cm

MODELLO LOTUS 2 TRANSITO

Schienale ripiegabile favorisce il trasporto
in automobile
Bracciolo reclinabile e regolabile in altezza
Telaio in Acciaio

SA361



Art. SA362 - CARROZZINA LOTUS 2 PIEGHEVOLE DA TRANSITO - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
51cm

MODELLO LOTUS 2 TRANSITO

Schienale ripiegabile favorisce il trasporto
in automobile
Bracciolo reclinabile e regolabile in altezza
Telaio in Acciaio

SA362



Art. SA331 - CARROZZINA IRIS 1 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - CROCIERA SINGOLA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
41cm

MODELLO IRIS 1 AUTOSPINTA

Tutte le Ruote sono in PU
Telaio in Acciaio
Rivestimento in Nylon
Anello corrimano in alluminio anodizzato
Braccioli desk ribaltabili con poggibraccio in PU
Pedane estraibili con poggia piedi e fascia sostieni gambe

SA331



Art. SA332 - CARROZZINA IRIS 1 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - CROCIERA SINGOLA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
43cm

MODELLO IRIS 1 AUTOSPINTA

Tutte le Ruote sono in PU
Telaio in Acciaio
Rivestimento in Nylon
Anello corrimano in alluminio anodizzato
Braccioli desk ribaltabili con poggibraccio in PU
Pedane estraibili con poggia piedi e fascia sostieni gambe

SA332



Art. SA333 - CARROZZINA IRIS 1 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - CROCIERA SINGOLA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
45cm

MODELLO IRIS 1 AUTOSPINTA

Tutte le Ruote sono in PU
Telaio in Acciaio
Rivestimento in Nylon
Anello corrimano in alluminio anodizzato
Braccioli desk ribaltabili con poggibraccio in PU
Pedane estraibili con poggia piedi e fascia sostieni gambe

SA333



Art. SA334 - CARROZZINA IRIS 1 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
51cm

MODELLO IRIS 1 AUTOSPINTA

Tutte le Ruote sono in PU
Telaio in Acciaio
Rivestimento in Nylon
Anello corrimano in alluminio anodizzato
Braccioli desk ribaltabili con poggibraccio in PU
Pedane estraibili con poggia piedi e fascia sostieni gambe

SA334



Art. SA351 - CARROZZINA IRIS 2 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - CROCIERA SINGOLA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
41cm

MODELLO IRIS 2 TRANSITO

Tutte le Ruote sono in PU
Telaio in Acciaio
Rivestimento in Nylon
Anello corrimano in alluminio anodizzato
Braccioli desk ribaltabili con poggibraccio in PU
Pedane estraibili con poggia piedi e fascia sostieni gambe

SA351



Art. SA352 - CARROZZINA IRIS 2 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - CROCIERA SINGOLA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
43cm

MODELLO IRIS 2 TRANSITO

Tutte le Ruote sono in PU
Telaio in Acciaio
Rivestimento in Nylon
Anello corrimano in alluminio anodizzato
Braccioli desk ribaltabili con poggibraccio in PU
Pedane estraibili con poggia piedi e fascia sostieni gambe

SA352



Art. SA353 - CARROZZINA IRIS 2 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - CROCIERA SINGOLA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
45cm

MODELLO IRIS 2 TRANSITO

Tutte le Ruote sono in PU
Telaio in Acciaio
Rivestimento in Nylon
Anello corrimano in alluminio anodizzato
Braccioli desk ribaltabili con poggibraccio in PU
Pedane estraibili con poggia piedi e fascia sostieni gambe

SA353



Art. SA354 - CARROZZINA IRIS 2 PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - DOPPIA CROCIERA



← →
**LARGHEZZA
SEDUTA**
51cm

MODELLO IRIS 2 TRANSITO

Tutte le Ruote sono in PU
Telaio in Acciaio
Rivestimento in Nylon
Anello corrimano in alluminio anodizzato
Braccioli desk ribaltabili con poggibraccio in PU
Pedane estraibili con poggia piedi e fascia sostieni gambe

SA354



**Art. SA355 - SA356 - SA357 - SA358 - SA359 - SA360 - SA361 - SA362**

SA363	COPPIA RUOTE POSTERIORI 30cm		 8 007529 993631
SA364	RUOTA POSTERIORE AUTOSPINTA 60cm		 8 007529 993648
SA365	RUOTA ANTERIORE 20cm		 8 007529 993655
SA366	COPPIA BRACCIOLI IMBOTTITI		 8 007529 993662
SA367	TELA SEDUTA 41cm		 8 007529 993679
SA368	TELA SEDUTA 43cm		 8 007529 993686
SA369	TELA SEDUTA 45cm		 8 007529 993693
SA370	TELA SEDUTA 51cm		 8 007529 993709
SA371	COPPIA FORCELLE FRONTALI ACCIAIO		 8 007529 993716
SA372	COPPIA FRENI DX + SX		 8 007529 993723
SA373	COPPIA PEDANE REGOLABILI CON REGGIGAMBE		 8 007529 993730

**Art. SA331 - SA332 - SA333 - SA334 - SA351 - SA352 - SA353 - SA354**

SA335	COPPIA RUOTE POSTERIORI 30cm		 8 007529 993358
SA336	RUOTA POSTERIORE AUTOSPINTA 60cm		 8 007529 993365
SA337	RUOTA ANTERIORE 20cm		 8 007529 993372
SA338	COPPIA BRACCIOLI IMBOTTITI		 8 007529 993389
SA339	COPPIA POGGIPIEDI 41-43cm		 8 007529 993396
SA340	COPPIA POGGIPIEDI 48-51cm		 8 007529 993402
SA341	TELA SEDUTA 41cm		 8 007529 993419
SA342	TELA SEDUTA 43cm		 8 007529 993426
SA343	TELA SEDUTA 45cm		 8 007529 993433
SA344	TELA SEDUTA 51cm		 8 007529 993440
SA345	COPPIA FORCELLE FRONTALI ACCIAIO		 8 007529 993457
SA346	COPPIA FRENI DX + SX		 8 007529 993464
SA347	PEDANA ELEVABILE PER GAMBE		 8 007529 993471