


ART. **SA375** - **SA376** - CUSCINI ANTIDECUBITO PER CARROZZINE



SA375 DIMENSIONI : 42 x 42 x 5 cm

SA376 DIMENSIONI : 46 x 40 x 5 cm




ART. **SA375**

ART. **SA376**






ALTEZZA
5 cm



**SA375
DIMENSIONI**
42 x 42 cm



**SA376
DIMENSIONI**
46 x 40 cm



MATERIALE
TPU: Poliuretano
termoplastico flessibile
resistente impermeabile e
facile da pulire



PORTATA
135 kg



CON FODERA



**CON VALVOLA
E POMPA
PER IL GONFIAGGIO**