

MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO

CON TECNOLOGIA IHB



BRACCIALE MULTITAGLIA UNIVERSALE (22-42 CM)

**COMPATIBILE CON BRACCIALI SMALL PER BAMBINI
E XL PER BRACCIA GRANDI**

(MQCUFSMALL 17-22cm e MQCUFSRI 32-52cm)

**2 UTENTI - 120 MEMORIE - 60 PER UTENTE
CONNETTORE UNIVERSALE USB TIPO C**

Dispositivo Medico

CE 1639

Conforme al Regolamento UE n. 2017/745
sui Dispositivi Medici (MDR) **MD**

**CLINICAMENTE VALIDATO SECONDO
IL PROTOCOLLO BIHS
(BRITISH & IRISH HYPERTENSION SOCIETY)***

* Questo dispositivo utilizza la stessa tecnologia di misurazione del pluripremiato modello «BP 3BTO-A»,
testato secondo il protocollo della British and Irish Hypertension Society (BIHS).

Fonte: Validation of the Microlife BP 3BTO-A - A.C. Cuckson, A. Reinders, H.Shabeeh and A. H. Shennan

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di dispositivo:	Misuratore di pressione digitale non invasivo
Codice prodotto	PL093
Condizioni di esercizio:	10 - 40 °C / 50 - 104 °F 15 - 90 % umidità relativa massima 700 hPa – 1060 hPa
Condizioni di conservazione e trasporto:	-20- +55 °C / -4- +131 °F 15 - 90 % umidità relativa massima
Peso:	259g (comprese batterie)
Dimensioni:	134X50X92 mm
Procedura di misurazione:	oscillometrica, corrispondente al metodo di Korotkoff: fase I sistolica, fase V diastolica
Risoluzione della pressione:	1 mmHg
Range di misurazione:	0-299 mmHg
Range pressione di gonfiaggio del bracciale:	SYS: 60 - 255 mmHg DIA: 40 - 200 mmHg Pulse: 40 - 199 battiti al minuto
Precisione pressione statica:	± 3 mmHg
Precisione pulsazioni:	± 5 % del valore letto
Alimentazione – interno:	4 x batterie LR3 (AAA) da 1,5 V
Alimentazione – esterno (opzionale):	Modello di adattatore AC: DSA-5PF21-05 Ingresso 100-240V Uscita: 5.0 V, 1.0 A, 5.0 W
Grado di protezione dall'ingresso (IP):	IP21: protezione contro l'ingresso di oggetti solidi con diametro di 12,5 mm. Il gocciolamento dell'acqua (gocce che cadono verticalmente) non ha effetti dannosi.