



SANICO 
QUALITÀ INNOVAZIONE TRADIZIONE

ASPIRATORE NASALE CON UMIDIFICAZIONE



**FUNZIONE
DI UMIDIFICAZIONE*:**
idrata le cavità nasali
e ammorbidisce
il muco indurito
per favorire
l'aspirazione

*Utilizzare solo acqua sterile o soluzione salina



SANICO

QUALITÀ INNOVAZIONE TRADIZIONE

ASPIRATORE NASALE CON UMIDIFICAZIONE



- Il dispositivo utilizza un'aspirazione intermittente per rimuovere le secrezioni nasali e il muco
- Funzione di umidificazione: ammorbidisce il muco indurito
- Progettato per prevenire il reflusso del muco nasale
- Funzionamento silenzioso
- Beccucci: silicone morbido, punta rotonda 2,6mm e punta lunga 5mm

Dispositivo Medico **CE 2797**

Conforme al Regolamento UE n. 2017/745 sui Dispositivi Medici (MDR) **MD**

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione di aspirazione efficace:	350~500 mmHg (±5%)
Livello di pressione sonora:	≤60 dB (a 30 cm di distanza dal dispositivo)
Beccuccio di aspirazione:	Silicone morbido
Capacità del contenitore per farmaci:	max. 5 ml
Alimentazione:	2 batterie alcaline "AAA" da 1,5V
Dimensioni:	circa 77 mm x 50 mm x 150 mm (L x P x A)
Peso:	circa 165 g (senza batterie)
Contenuto della confezione:	Dispositivo x1, Batterie x 2, Manuale x1



punta rotonda
2,6mm



punta lunga
5mm

Art. PL046 - SANICO

