



SANICO 
QUALITÀ INNOVAZIONE TRADIZIONE

NEBULIZZATORE A PISTONE COMPACT





SANICO

QUALITÀ INNOVAZIONE TRADIZIONE

NEBULIZZATORE A PISTONE COMPACT



- **Facile da usare, compatto e comodo da trasportare**
- **Utilizzabile con mascherina facciale o boccaglio**
- **La velocità di nebulizzazione garantisce una durata ottimale del trattamento**
- **Funzionamento a batteria ricaricabile: più ecologico**
- **MMAD tra 2 e 5 µm: la grande capacità di frammentazione permette alla soluzione di raggiungere e depositarsi anche nelle vie respiratorie più basse**
- **Questo dispositivo è destinato all'uso da parte dei pazienti in ambito domiciliare e sanitario**

Dispositivo Medico **CE 2797** Conforme al Regolamento UE n. 2017/745
sui Dispositivi Medici (MDR) **MD**

SPECIFICHE TECNICHE

MMAD	2 - 5 µm
Tasso di nebulizzazione:	circa 0,25 ml/min
Rumorosità:	≤ 65 dB(A)
Capacità del contenitore per farmaci:	max. 5 ml
Alimentazione:	Batteria ricaricabile Li-ion Polimeri
Grado di protezione dell'involucro:	IP22
Dimensioni:	195 (L) x 72,5 (L) x 54 (A) mm
Peso:	163 g ± 5%
Condizioni di esercizio:	Temperatura: da +10 °C a +40 °C (50 - 104 °F) Umidità relativa: 10% - 95% (senza condensa) Pressione atmosferica: 700 - 1060 hPa
Condizioni di conservazione:	Temperatura: da -20 °C a +60 °C (-4 - 140 °F) Umidità relativa: 10% - 95% (senza condensa) Pressione atmosferica: 700 - 1060 hPa
Autonomia a batteria:	circa 1 ora
Durata di vita utile:	400 ore
Scadenza (Shelf Life):	3 anni
Contenuto della confezione:	Dispositivo x 1, Manuale x 1, Cavo USB Type-C, Maschera per adulti x 1, Maschera per bambini x 1, Boccaglio x 1, FILTRO x 5



Art. PL045 - SANICO

