

ART. **SA400** - ROLLATOR LIGHT **CON VASSOIO E CESTINO**



IN ACCIAIO - PIEGHEVOLE




ART. **SA400**



8 007529 994003

DISPOSITIVO MEDICO  CONFORME AL REGOLAMENTO UE N. 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI (MDR) 
DETRAIBILE FISCALMENTE PER GLI AVENTI DIRITTO



ALTEZZA
da 75 cm
fino a 88,3 cm



SEDUTA E SCHIENALE
imbottiti



LEGGERO
in acciaio



FRENI
di marcia
e di stazionamento



**CESTINO
PORTAOGGETTI**



PESO
7,3 Kg



PIEGHEVOLE



RUOTE ANTERIORI
piroettanti



BASE
59,5 cm x 61,3 cm



PORTATA MASSIMA
136 Kg