

ART. **SA401** - ROLLATOR PIEGHEVOLE **CON SEDUTA E CESTINO**



IN ALLUMINIO




ART. **SA401**



6 978209 821020

DISPOSITIVO MEDICO  CONFORME AL REGOLAMENTO UE N. 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI (MDR) 
DETRAIBILE FISCALMENTE PER GLI AVENTI DIRITTO



ALTEZZA
da 80 cm
fino a 92,5 cm



SEDUTA E SCHIENALE
imbottiti



LEGGERO
in acciaio



FRENI
di marcia
e di stazionamento



**BORSA
PORTAOGGETTI
RIMOVIBILE**



PESO
8,2 Kg



PIEGHEVOLE



RUOTE ANTERIORI
piroettanti



BASE
57 cm x 65 cm



PORTATA MASSIMA
136 Kg