

BASTONI CANADESI **CON IMPUGNATURA SOFT**



Dispositivo Medico **CE** Conforme al Regolamento UE - n. 2017/745 sui Dispositivi Medici (MDR) **MD**



ART. **SA190**



NERO



ART. **SA193**



VERDE



ART. **SA194**



BORDEAUX



ALTEZZA
da 94 cm fino a 116 cm



REGOLABILI
regolabili in altezza
ogni 2,5 cm



LEGGERI
in alluminio anodizzato



ANTISCIVOLO
puntali
di gomma antiscivolo



**IMPUGNATURA SOFT
ERGONOMICA**
anatomica antiscivolo



PESO
570 gr per
singolo bastone



PORTATA MASSIMA
110 Kg



**DOPPIO SISTEMA
DI SICUREZZA**



**COLORE
NERO
VERDE
BORDEAUX**



**CATARIFRANGENTE
ANTERIORE**



**BASE PIEDE
PUNTALE**
diametro 42 mm



**CONSIGLIATE
PER L'UTILIZZO**
nei periodi di
convalescenza
e riabilitazione
degli infortuni



diametro 42 mm